



## NON SEI SOLO

Grazie al CENTRO ACUSTICO UDIRE 4.0 potrai risolvere il tuo problema di udito.

Noi sappiamo bene che la scelta dell'apparecchio acustico è solo il primo passo della tua esperienza per un ascolto migliore. Il nostro obiettivo principe è seguirla in questo percorso in maniera personalizzata.

## PREMESSA

Abituarsi agli apparecchi acustici può richiedere un tempo variabile, questo dipende dal tipo di perdita, dal tipo di apparecchio acustico e dalla capacità di adattamento neuronale e personale.

Le protesi acustiche, specie quelle in prima protesizzazione apporteranno, nei primi giorni, alcuni cambiamenti "Sonori". Questo perché il cervello ha dimenticato cosa vuol dire riuscire a sentire determinati suoni e deve imparare a elaborarli nuovamente.

Nella prima fase di applicazione, il cervello deve quindi identificare questi suoni "nuovi" per imparare a focalizzarsi su quelli importanti, attenuando tutto quello che viene percepito come disturbo.

Più si utilizzano gli apparecchi acustici, più sarà veloce il processo di riconoscimento.

Ecco perché si dovrà fin da subito instaurare un rapporto di collaborazione con il fine comune di ristabilire le funzionalità uditive, nel rispetto delle tempistiche personali.

Dopo aver scelto insieme l'ausilio protesico più adatto, il nostro percorso inizierà con la consegna della protesi, dove entrambi saremo impegnati a perseguire il fine comune di ristabilire le funzionalità uditive, riportandola a sentire suoni e parole dimenticate.

E' molto importante lo scambio di informazioni nelle varie sedute, che programmeremo di volta in volta, perché solo confrontandosi, raccontando come si sta vivendo l'approccio alla protesi capire cosa è cambiato nel quotidiano, come è mutato il rapporto con i familiari, ci da modo di ottimizzare al meglio il guadagno della Sua protesi acustica.

## CONTROLLO SEMESTRALE

Il controllo dalla prima applicazione della protesi, prevede un esame otoscopico, per verificare la presenza o meno di cerume, la Pulizia-revisione-regolazioni protesi.

Il controllo semestrale è gratuito sia in studio, che a domicilio che presso i nostri recapiti.



## ABITUARSI ALL'USO DEGLI APPARECCHI ACUSTICI

La sua determinazione e forza di volontà sono fondamentali per abituarsi all'uso degli apparecchi acustici.

Approfondire il Suo tipo di perdita uditiva, L'aiuterà a interagire meglio con le regolazioni del Suo apparecchio acustico nelle diverse situazioni d'ascolto.

Apprezzi il fatto che i Suoi apparecchi acustici Le forniranno uno specifico beneficio nella comprensione e nell'ascolto anche se questa tecnologia non riporterà l'udito alla condizione precedente alla perdita uditiva, Sia paziente.

Ci vorranno dalle quattro alle sei settimane prima che il suono tramite gli apparecchi acustici Le appaia normale.

## COME AVERE CURA DEL PROPRIO APPARECCHIO ACUSTICO

- Aver cura del proprio apparecchio acustico tramite la pulizia quotidiana e una manutenzione periodica e regolare è importante.
- Averne cura aiuta a mantenere condizioni di ascolto ottimali, prolunga la durata dell'apparecchio acustico e permette una corretta igiene.
- Maneggiare con cura l'apparecchio.
- Conservare l'apparecchio acustico in un luogo sicuro, fresco e asciutto.
- Cambiare le pile frequentemente, in modo che non si scaricano all'improvviso.
- Aspettare qualche minuto prima di inserire la nuova pila, nel vano batteria della protesi.
- Spegnerne l'apparecchio quando non è in uso. Rimuovere sempre la pila quando non lo si adopera per lunghi periodi.
- I contatti della pila devono essere puliti con regolarità. Utilizzare un bastoncino di cotone, facendo attenzione a non piegarli o deformarli.

## IMPORTANTE

I Contatti della pila sporchi possono causare un malfunzionamento dell'apparecchio. Pulire con cura l'apparecchio, facendo attenzione a rimuovere ogni traccia di cerume per evitare malfunzionamento o danni permanenti.

Pulire l'apparecchio acustico, dopo l'uso, con lo Spazzolino o il panno morbido ed asciutto ricevuto in dotazione. Non inserire mai alcun strumento nel foro di uscita del suono. Ciò potrebbe danneggiare seriamente il ricevitore. Se non si riesce a pulire bene l'apparecchio acustico chiedere aiuto all'audioterapista.

Sostituire con regolarità i filtri paracerume, per evitare accumulo di sporco o di cerume. L'accumulo di cerume può bloccare o impedire la trasmissione del suono dall'apparecchio acustico verso l'orecchio medio. Contattare il medico otorino per una accurata pulizia del condotto uditivo. Non tentare mai di rimuovere il cerume dall'orecchio da soli. Questo potrebbe provocare danni o lesioni all'orecchio.

Non indossare l'apparecchio acustico:

- SOTTO LA DOCCIA
- QUANDO SI NUOTA,
- QUANDO SI USA IL PHON PER ASCIUGARE I CAPELLI O SI USANO LACCHE O ALTRI TIPI DI SPRAY

